

# AK-CP-II

## Copa Acetabular UHMWPE



AK  
MEDICAL


CE 2292



### CARACTERÍSTICAS

El diseño de pared posterior de 10 grados previene la luxación.

Disponibles para cabezas femorales 22 y 28.



### AK-CP-II Copa Acetabular UHMWPE

DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	COMPATIBILIDAD CON CABEZA FEMORAL
AK-CP-II Copa Acetabular English: AK-CPII Acetabular Cup Material: UHMWPE	38/22	2300-1038	36	22
	40/22	2300-1040	38	
	42/22	2300-1042	40	
	44/28	2300-1044	42	28
	46/28	2300-1046	44	
	48/28	2300-1048	46	
	50/28	2300-1050	48	
	52/28	2300-1052	50	
	54/28	2300-1054	52	
	56/28	2300-1056	54	
	58/28	2300-1058	56	
	60/28	2300-1060	58	
	62/28	2300-1062	60	