

AK-L-II

Liners HXLPE



CARACTERÍSTICAS

Los liners están diseñados para impactarse dentro del shell a través de un anillo circunferencial que embona en la ranura de unión del metálico.

Se puede lograr una estabilidad rotacional cuando las cejas antirotacionales del shell se anclan en las cejas del inserto. El diseño de cejas permite impactar el inserto en 12 posiciones distintas.

AK-L-II-Liner HXLPE

DESCRIPCIÓN	REF	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	COMPATIBILIDAD CON CABEZA FEMORAL
AK-L-II Liner HXLPE	32/22	2329-3222	32	22
	34/22	2329-3422	34	
	36/28	2329-3628	36	
	38/28	2329-3828	38	28
	40/28	2329-4028	40	
	42/28	2329-4228	42	
	44/28	2329-4428	44	
	46/28	2329-4628	46	
	48/28	2329-4828	48	
	50/28	2329-5028	50	32
	52/28	2329-5228	52	
	54/28	2329-5428	54	
40/32	2329-4032	40		
42/32	2329-4232	42		
44/32	2329-4432	44		
46/32	2329-4632	46		
48/32	2329-4832	48		
50/32	2329-5032	50		
52/32	2329-5232	52		
54/32	2329-5432	54		
56/32	2329-5632	56	36	
58/32	2329-5832	58		
60/32	2329-6032	60		
44/36	2329-4436	44		
46/36	2329-4636	46		
48/36	2329-4836	48		
50/36	2329-5036	50		
52/36	2329-5236	52		
54/36	2329-5436	54		
56/36	2329-5636	56		
58/36	2329-5836	58		
60/36	2329-6036	60		